


# Cómo limpiar su inhalador HFA



El medicamento sale de este agujerito, que se puede tapan fácilmente. Para que funcione correctamente, la boquilla tiene que estar **limpia Y seca**.




Boquilla



Cartucho del medicamento



1. Saque el cartucho del medicamento de la boquilla.



2. Lave la boquilla con agua tibia.



NO lave el cartucho del medicamento.



3. Déjela secar al aire durante la noche.



4. Vuelva a poner el cartucho y la tapa cuando la boquilla esté seca.



# Bombeo y limpieza su inhalador HFA



**Cuándo pulsar**

**No. de descargas**



**Cuándo limpiar**

**ProAir HFA®**



Uso inicial y después de 2 semanas sin haberse usado

3 descargas

Al menos una vez por semana

**Proventil HFA®**



Uso inicial y después de 2 semanas sin haberse usado

4 descargas

Al menos una vez por semana

**Ventolin HFA®**



Uso inicial y después de 2 semanas sin haberse usado

4 descargas

Al menos una vez por semana

**Xopenex HFA®**



Uso inicial y después de 3 días sin haberse usado

4 descargas

Al menos una vez por semana